



DIÁLISIS

CONECTOR DP®

De titanio luer lock

PRESENTACIONES:

CONECTOR DP DUO PISA
CONECTOR DP PISA



EQUIPO DP®

Para diálisis peritoneal crónica

PRESENTACIONES:

EQUIPO DP ADULTO 2 COJINETES
EQUIPO DP INFANTIL 2 COJINETES PISA



EQUIPO DP® cola de cochino

Para diálisis peritoneal de instalación subcutánea

PRESENTACIONES:

EQUIPO DP COLA DE COCHINO ADULTO
EQUIPO DP COLA DE COCHINO PEDIÁTRICO



JUEGO DESECHABLE

Equipos consumibles para máquina de diálisis peritoneal

PRESENTACIONES:

EQ. DE CONEXIÓN P/MAQ. CICLADORA 3VIAS 2BSA
EQ. DE CONEXIÓN P/MAQ. CICLADORA 3VIAS
EQ. DE CONEXIÓN P/MAQ. CICLADORA



KIT PAQUETE

Kit de antiséptico y cubrebocas para diálisis

PRESENTACIONES:

KIT PAQUETE "B" P/SISTEMA BENY
KIT PAQUETE "A" P/SISTEMA BENY



PISATEK DP®


Equipo de línea corta de transferencia de 6 meses de duración

PRESENTACIONES:

PISATEK DP MODELO ATTACO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Equipo de línea corta de transferencia de 6 meses de duración, para unirse al conector correspondiente al catéter del paciente. Estéril y desechable. Equipo. Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo.



SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS

Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio con sistema de doble bolsa

PRESENTACIONES:

DP 1.5% MODIF. MGYLACT 2.5LT
 SIST Y DOBLE BSA 1.5% 1L MGYLA
 SIST Y DOBLE BA 2.5% 2L MGYLAC C/ANTISEP
 SIST Y DOBLE BSA 4.25% 2L MGYLAC C/ANTISEP
 SOL. P/DIALISIS PERI.2.5% 2.5L BAJA EN MGYLA



SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS

Solución para diálisis peritoneal baja en magnesio

PRESENTACIONES:

DP BSA 1.5% 6L MGYLACT C/CONECTOR ROSCA
 DP BSA 2.5% 6L MGYLACT C/CONECTOR ROSCA
 DP BSA 4.25% 6L MGYLACT C/CONECTOR ROSCA



SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS

Solución para diálisis peritoneal

PRESENTACIONES:

SOL. P/DIALISIS PERIT. 1.5% 1LT
 SOL. P/DIALISIS PERIT. 1.5% 2LT
 SOL.P/DIALISIS PERI.2.5% 2.5LBAJAenMGyLA




A.V. FISTULA®

Aguja para fistula de hemodiálisis

PRESENTACIONES:

A.V. FISTULA SERAFLO 16G ROTATORIA
 A.V. FISTULA BIOSAFE HD FAV 16G C/1 PZA
 A.V. FISTULA BIOSAFE HD FAV 15G C/1 PZA
 A.V. FISTULA BIOSAFE HD FAV 16G C/2 PZA



BIPODIAL®

Desinfectante para maquinas de hemodiálisis

PRESENTACIONES:

BIPODIAL 1:34 PVOBSAPLAS.795 G
 BIPODIAL 1:35.83PVOBSAPLAS851 G
 BIPODIAL 1:44 PVO BSAPLAS.650 G
 BICARB.SODIO LIQ.P/HEMOD.1:34PORRON5.95 L
 BICARB.SODIO LIQ.P/HEMOD.1:34PORRON 5 LT
 BICARBONATO D/SODIO GRADO HEMOD. 10 LT



DESINFECTANTES HD®

Bicarbonato de sodio grado hemodiálisis

PRESENTACIONES:

ÁCIDO PERACETICO PURISTERIL 6 LTS



FILTRO HEMODIALIZA

PRESENTACIONES:

FILTRO HEMODIALIZADOR DIAPES BLS 514
 FILTRO HEMODIALIZADOR DIAPES BLS 517
 FILTRO HEMODIALIZADOR DIAPES BLS 819
 HEMODIALIZADOR F4
 FILTRO HEMODIALIZADOR N170




HEMOLINE®

Juego de líneas arterial y venosa

PRESENTACIONES:

HEMOLINE MODELO DW C/PROT.TRAN
 HEMOLINE MODELO F C/PROT. TRANS
 HEMOLINE MODELO UNIV. C/PROT. TRANS
 HEMOLINE PEDIÁTRICO



KIT HEMODIÁLISIS

PRESENTACIONES:

KIT HEMODIÁLISIS BLS 514
 KIT HEMODIÁLISIS BLS 512
 KIT HEMODIÁLISIS BLS 517
 KIT HEMODIÁLISIS BLS 819



SOLUCIÓN HM

PRESENTACIONES:

SOL. HM PISA 1:34 C/P 208L
 SOL. HM PISA 1:35.83 C/P 208L
 SOL. HM PISA 1:35.83 C/P 3.78L
 SOL. HM PISA 1:34 C/P 3.78L
 SOL. HM PISA 1:44 C/P 3.78L
 SOL. CONCENTRADO ACIDO P/HEMOD. 5.43L



GLIRRON

Sacarato ferrico

PRESENTACION:

GLIRRON SOL.INY.100MG/5ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Tratamiento de la anemia ferropriva severa en:
 pacientes en tratamiento de hemodialisis.



